Soak Test (Cidex) Report

Test Item

Soak Test (Cidex)

Test Definition

Immerse the probe up to the bush in the specified disinfectant or cleaner chemical, and after soaking, confirm that there is no problem in safety.

Test Proce

- 1. Immerse the probe up to the bush in the specified disinfectant or cleaner chemical with the lens surface facing downward, from the bush of the probe to 0 to 100 mm of the cable.
- 2. After soaking the probe for 500 hours (or 336hours @31°C), measure the acoustic characteristics and check the appearance and perform leakage current / withstand voltage test to confirm that electrical safety is satisfied.

Pass/Fail Criteria

Acoustic characteristics

:Characteristics listed in TPS.

Appearance

:No abnormality

Leakage Current

:≤ 50 μ A leakage at 264 VAC

Dielectric Breakdown

: No Breakdown to 4 000 VAC for60s.

Reference

TPS Doc.MC94COMp-*

Transducer Product Specification

PN 07297265

General Transducer Requirement Specification

PN 4909383-L0849 Test Procedure, Hipot and Leakage Test

Test Date

Feb. 11th ,2012 (completion date)

Test disinfectant Chemical

Cidex Plus28 (Active ingredient : Glutaraldehyde, Substituted disinfectants

of Cidex)

Test Article

EC2DDL016, EC2DDL015, EC2DMP017 (Test samples with the same test unit as

9EC4)

Result

Pass.

(This test report is a summary of the "Doc.EC-2011-COM" written in Japanese.)

Checked by

Masahiko Kadokura

Masahiko Kadokura

Date

Doc.No.: EC-2011-COM

2012年 2月 16日

信頼性•耐久性試験報告書

件 名

薬品浸漬試験 (Cidex Plus) 製品 〇部品 一

パナソニック ヘルスケア(株) 画像診断ビジネスユニット 商品グループ 技術第三チーム

責任者 検 印 担 当

徳 12,2,21

技術 12.7.21 本郷

別紙



0

品名: EC2D プローブ

品番: GM-06C10VAG2、GM-06C10VAF2

1. 目 的

本報告書は、製品・部品における信頼性・耐久性試験を実施し、耐久性の実力を把握すると共に、ライフエンドの安全性を確認するものである。

2. 試験基準

プローブ単体を下記の薬品にヘッド側ケーブルまで 500 h(または、31℃環境下で 336 h) 浸漬させた後、サンプルの性能・安全性が問題ないことを確認する。

薬品: Cidex Plus

3. 判定基準

判定項目は、音響特性、電気安全性および外観とする。

試験前後で感度特性変化は 20%以内であり、規格値を満足すること。また、外観に著しい異常が無く、電気安全性試験(リーク電流・耐電圧)に合格すること。

4. 試験結果

【試験実施期間/試験サンプル】

2011年11月18日~2011年12月9日(室温500h)

GM-06C10VAF2 S/N:EC2DDL016

2012年1月27日~2012年2月11日(31℃環境336h)


GM-06C10VAF2 S/N:EC2DDL015 GM-06C10VAG2 S/N:EC2DMP017

【試験場所】N3-2F プローブ実験室 恒温槽 PMS-B(エスペック株式会社、GMP: 20159) 【試験条件】上記記載のとおり。薬品配合比はCidex Plus28: 緩衝剤=100: 4.5。電気安全性試験は ヘッド側とブッシュ側に分けて測定(リーク電流値は合計値と)した。音響特性規格および電気安全性試験は目標仕様書(EC-9002-MPもしくは-DL、初版)を参照した。 【試験結果】

下表のとおり。詳細を別紙に記載する。

機種	S/N		Vpp (mV、平均)	音響特性	リーク電流 (≦50 µA)	耐電圧 試験 (4kV)	外観
GM-06V10VAF2		試験前	587	異常無し	38.9	Pass	異常無し
	EC2DDL015	試験後	575	異常無し	43.3	Pass	異常無し
		変化率(≦20%)	-2%				
	EC2DDL016	試験前	608	異常無し	44.7	Pass	異常無し
		試験後	555	異常無し	43.9	Pass	異常無し
		変化率(≦20%)	-9%				
GM-06V10VAG2		試験前	585	異常無し	37.8	Pass	異常無し
	EC2DMP017	試験後	566	異常無し	40.5	Pass	異常無し
		変化率(≦20%)	-3%				

5. 判定



6. 否の場合 の対応策

注)製品、部品の区分は、枠内に〇印を記入すること。

A3-F170-02B



1) 試験風景






図1 試験風景

2) 試験結果詳細

試験前後における音響特性結果を表 1 に、感度特性結果を図 2~4 に、試験後におけるプローブの外観を図 5~7 に示す。

S/N		Time of Flight Variation	中心周波数 (-6dB)	中心周波数 (-20dB)	周波数比帯 域 (-6dB)	周波数比带 域 (-20dB)		Standard deviation over any 10 adjacent elements	Pulse Length (-20dB)	Pulse Length (-6dB)	Relative Sensitivity	average	Average(all) - Average(10) of 10 adjacent elements
EC2DDL015	試験前	58	5.73	5.74	65	100	0.4	0.5	0.62	0.28	1.8	-4.6	0.6
	試験後	46	5.73	5.74	65	100	0.3	0.4	0.62	0.28	1.5	-4.8	0.5
EC2DDL016	試験前	48	5.75	5.75	65	99	0.3	0.4	0.61	0.28	1.8	-4.3	0.5
	試験後	45	5.71	5.70	65	101	0.4	0.5	0.61	0.28	1.9	-5.1	0.6
EC2DMP017	試験前	60	5.62	5.58	65	102	0.7	0.9	0.62	0.29	3.4	-4.7	0.9
	試験後	36	5.58	5.55	66	103	0.6	1.0	0.62	0.29	3.3	-4.9	0.9
	規格	≦140	4.97~6.13	4.97~6.13	≧50	≧90	≦1.2	≦1.5	≦0.75	≦0.35	≦5.6	−7.0 ~ −2.0	≦2.6
	単位	ns	MHz	MHz	%	%	dBrm	dB	μs	μs	dB	dB	dB

表 1 音響特性







図 2 試験前後の感度変化 (S/N:EC2DDL015)







図3 試験前後の感度変化 (S/N:EC2DDL016)






図 4 試験前後の感度変化 (S/N:EC2DMP017)







図 5 試験後外観(S/N:EC2DDL016)



図 6 試験後外観(S/N:EC2DDL015)



図 7 試験後外観(S/N:EC2DMP017)